

Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 6 von 7

Anhang 2 zum

Datum:

20.01.2025

Warten der Labortechnischen Anlagen

Arbeitskarte für

KG 474 Labortechnische Anlagen, Untertisch-Laborglasspülmaschine Nr.7

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Besondere Hinweise für die Kostengruppe

Eingabefelder sperren

Bestandsliste Nr. 6 von 7

Anhang 1 zum Vertrag

Datum: 20.01.2025

**LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen**

Bestandsliste für

Labortechnische Anlagen KG 474, Untertisch-Laborglasspülmaschine

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

1. Standort

Raum: 1.OG: 1.03

2. Hersteller/Typ:

3. Baujahr

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

Der Untertisch-Laborglas-Reinigungsautomat ist speziell für die professionelle Aufbereitung von Laborglas, Laborutensilien sowie vergleichbaren Komponenten und Teilen konzipiert. Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige Reinigung und Spülung mit wasserbasierten Reinigungsmedien für unterschiedlichste Laborausstattung.

5. Technische Daten:

Raum und Typ: 1.OG: 1.03 (WL), Untertisch- Laborglasspülmaschine Typ WL.

Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
6	0	0	0	Untertisch-Laborglasspülma- schine							
6	0	0	1	Schutzleiter des Gerätes prüfen				X			
6	0	0	2	Isolierwiderstand des Gerätes prüfen				X			
6	0	0	3	Ableitstrommessung				X			
6	0	0	4	Dosierpumpe und Dosierschläu- che prüfen				X			
6	0	0	5	Türverschluss prüfe				X			
6	0	0	6	Im Spülraum zugängliche Ver- schraubungen prüfen				X			
6	0	0	7	Sichtprüfung an der Türdichtung				X			
6	0	0	8	Siebkombination reinigen				X			
6	0	0	9	Sammeltopf/Aufnahmestutzen kontrollieren				X			
6	0	1	0	Sichtprüfung auf Dichtigkeit der Maschine während des Betriebs				X			
6	0	1	1	Sichtkontrolle Sockelbereich				X			
6	0	1	2	Wassereinlaufmenge ca: 10 l prüfen bei Kalt-, Warm- und AD- Wasser (Heizstäbe müssen be- deckt sein), Einlaufsiebe reini- gen, ggf. Wassereinlaufzeit ver- längern				X			
6	0	1	3	Abpumpdauer nicht länger als 1 Minute für Spülraum-Entleerung				X			
6	0	1	4	Spülarm auf Funktion kontrollie- ren				X			
6	0	1	5	Körbe und Einsätze auf Funktion prüfen (korrekte Direktankopp- lung, Laufrollen, alle Gefäß- und Schlauchaufnahmen fest)				X			
6	0	1	6	Ablaufschläuche prüfen Türverschluss ölen (Gelenke)				X			
6	0	1	7	Peripherie-Versionsprüfung				X			
6	0	1	8	Türdosiergerät auf Dichtigkeit prüfen				X			