

Deckblatt für Arbeitskarte **Nr.** **7** **von** **7**

Anhang 2 zum

Datum:

20.01.2025

Warten der Labortechnischen Anlagen

Arbeitskarte für

KG 474 Labortechnische Anlagen, Labor-Dampf-Sterilisator Nr.7

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Besondere Hinweise für die Kostengruppe

Eingabefelder sperren

Bestandsliste Nr. 7 von 7

Anhang 1 zum Vertrag

Datum: 20.01.2025

LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen

Bestandsliste für

Labortechnische Anlagen KG 474, Labor-Dampf-Sterilisator

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

1. Standort

Raum: 1.OG: 1.03

2. Hersteller/Typ:

3. Baujahr

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

Der Labor-Dampf-Sterilisator wird zur Sterilisation von Materialien und Abfällen in Laboren verwendet. Er arbeitet mit gesättigtem Wasserdampf unter Druck, um Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Sporen zuverlässig abzutöten und somit die Keimfreiheit von Gegenständen zu gewährleisten.

5. Technische Daten:

Raum und Typ: 1.OG: 1.03 (3x VD), Labor-Dampf-Sterilisator Typ VD.

Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

7	0	0	0	Labor-Dampf-Sterilisator							
7	0	0	1	Probelauf und Überprüfung der Temperaturgenauigkeit mit einem externen kalibrierten Messinstrument				X			
7	0	0	2	Prüfung der elektrischen Ausrüstung und der installierten Ventile evtl. nachjustieren				X			
7	0	0	3	Prüfung der Türdichtung und des Verschlusses auf Gängigkeit und Dichtigkeit				X			
7	0	0	4	Prüfung der sicherheitstechnischen Einrichtung Überdruckventil, Türendschalter, Wassermangelsicherung und Übertemperaturschutz				X			
7	0	0	5	Evtl. notwendige Einweisung bzw. Hinweise an das Bedienpersonal				X			